


Scheda tecnica ecopelle Fabric data sheet

	UNITÀ / UNITS	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
Peso / Weight	g/m ²	UNI EN 2286 2:2001	550 ± 50
Spessore / Thickness	mm	UNI EN 2286 3:2001	1,05 ± 0,2
Altezza / Width	cm	UNI EN 2286 1:2001	138 - 140
Resistenza alla trazione / Tensile strenght	N	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudine / Lengthwise ≥ 210 Trasversale / Crosswise ≥ 90
Allungamento a rottura / Elongation strenght	%	UNI EN ISO 1421 METODO 1	Longitudine / Lengthwise ≥ 85 Trasversale / Crosswise ≥ 140
Resistenza al fuoco / Reaction ignition		UNI 9175:1987 UNI 9175/FA1:1994	Classe 1 IM / 1 IM Class
Prova sigaretta e alla piccola fiamma / Cigarette and match test		IMO RES A 652 (16):1989 FTP CODE ANNEX 1 PART 8	Passa / Pass
Caratteristiche particolari / Specific features	Contiene i principi attivi biocidi octylisothiazolimone e tricosan per aiutare a proteggere la superficie ed aiutare e prevenire la degradazione causata dalla crescita microbica (in accordo al regolamento U.E. n° 528/2012). Contains the biocidal active substances octylisothiazolimone and tricosan to help preservation of the surface and oppose degradation caused by microbial growth (according to U.E. n° 528/2012)		
Antibatterico / Antibacterial Fungicida / Fungicide			
Composizione / Composition	PVC Plastificato 88% - Poliestere 12% (latex free)		
Norme di pulizia / Cleaning rules	Utilizzare soluzioni a base di ipoclorito all'1% ed asciugare. Clean with hypochlorite solution at 1% and dry.		
I contenuti di questa scheda sono puramente indicativi e non possono essere considerati in alcun modo vincolanti. Sono ammesse leggere differenze di colore tra lotti diversi. È facoltà del produttore cambiare i materiali, la loro composizione ed i colori, senza alcun preavviso. The datas included in this sheet, are purely indicative and cannot be considered binding. Different lots can have slight colour differences. The manufacturer reserves the right to change the materials, their composition and colours, without prior notice.			

AC49 Pannelli laterali disponibili nei seguenti colori / AC49 side panels colour options




Colore cover ABS per poltrone
Covers colour option for chairs



Argento
Silver

Colore cover ABS per letti
Covers colour option for beds



Bianco
White

Assortimento colori tappezzeria e telai Metal frame and fabric colour options



gob
Gardhen bilance

Telaio disponibile nelle seguenti tinte RAL Metal frame colour options



Codice/code
1016



Codice/code
2004



Codice/code
3020



Codice/code
3015




Codice/code
5010



Codice/code
6034



Codice/code
7001



Codice/code
9010



* Riferirsi ai contenuti del certificato / * Refer to what included in the certificate

SCHEDA COLORI / COLOUR OPTIONS



UFFICI E STABILIMENTI - OFFICES AND PLANTS:

80038 Pomigliano d'Arco (NAPOLI) - ITALY
Via G. LURAGHI - c/o Consorzio IL SOLE - Lotto 5
Tel. +39 (0)81 8692160 - Fax +39 (0)81 8692460
E-mail: info@gardhenbilance.it - www.gardhenbilance.it

Colori per rivestimento / Fabric colour options



Codice/code
5947



Codice/code
5948



Codice/code
4947



Codice/code
1944



Codice/code
0006



Codice/code
0346



Codice/code
0680




Codice/code
0508




Codice/code
4008



Codice/code
1946



Codice/code



Codice/code



Codice/code
0041




Codice/code
0064




Codice/code
4933



Codice/code
0430



Codice/code



Codice/code



Codice/code
0055




Codice/code
1816




Codice/code
0151



Codice/code
0667



Codice/code



Codice/code



Codice/code
0833




Codice/code
0872




Codice/code
0014



Codice/code
0027



Codice/code



Codice/code